



Selic est une société spécialisée dans l'intégration applicative.

Issus du secteur de la santé, nous proposons des solutions logicielles adaptées aux établissements de santé.

Nous intervenons pour des activités de conseil dans les domaines suivants :

- Domaine de la santé (PMSI, CCAM, DMP, Facturation,...)
- Normes de communications (HL7, H'Prim,...)

Nous développons et installons des applications :

- de déploiement de la technologie LDAP sur vos applications existantes.
- de gestion de SMS et de mails sur des réflexes des applications existantes de votre établissement.
- de communications entre applications



Site Web : <http://www.selic.fr>

Mail : contact@selic.fr

Contacts

Eric DUFOUR
Responsable commercial
06.78.70.74.96

Stéphane RAULT
Responsable technique
06.86.32.94.95



présente

la solution

VIKING LABO



Objectif

La diffusion des résultats des analyses biologiques dans l'établissement est un enjeu majeur de la qualité des soins. En établissant un lien entre les laboratoires et l'établissement, la mise à disposition des résultats est accéléré pour l'équipe soignante.

Présentations

Les résultats d'analyses biologiques sont présentés sous trois formes différentes :

Forme Fiche Résultats

Les résultats sont présentés sous une forme similaire au format papier.

Résultats laboratoire			
Provenance : Laboratoire des Carnes		Date de constitution : 12/05/2006 09:48	
Nom : AUISSIER	Nom de naissance : AUISSIER	Prénom : Isabelle	Sexe : F
Analyses : <ul style="list-style-type: none"> • Numération • Plaquettes • Calcium sérique 			
Date de prélèvement : 12/05/2006 09:22 Interpréteur principal : D. Ripault Prescripteur : DOCTEUR LEPRINCE - Clinique des embarras			
HEMATOLOGIE			
Test	Valeur	Valeurs normales	Normalité
MONOCYTES mm3	566	100-650	Normal
LYMPHOCYTES mm3	2523	1100-3100	Normal
P.BASOPHILES mm3	43	0,00-100	Normal
P.EOSINOPHILES mm3	133	0,00-400	Normal
P.NEUTROPHILES mm3	7335	1400-6400	Sup.
LEUCOCYTES	10.60	4,00-11	Normal
CCMI %	34,6	30,6-37	Normal
TGMH(pg)	28,5	27-32	Normal
VGM pL	85	87-98	Inf.
HEMATOCRITE %	44,2	40-54	Normal
HEMATIES	5,19	4,50-6,00	Normal
PLAQUETTES X1000	231	150-400	Normal
CHIMIE DU SANG			

Forme Tableau

Les résultats sont visualisés dans un tableau permettant de constater l'évolution des constantes au fil des prescriptions.


Laboratoire des Carnes			
Analyse	15/05/2006 00:00	13/05/2006 00:00	12/05/2006 00:00
<input type="checkbox"/> P.EOSINOPHILES/mm3	40	130	133
<input type="checkbox"/> TGMH(pg)	30.5	27.5	29.5
<input type="checkbox"/> LEUCOCYTES	12.60	10.60	10.60
<input type="checkbox"/> HEMATIES	5.30	5.01	5.19
<input type="checkbox"/> P.BASOPHILES/mm3	50	40	43
<input type="checkbox"/> CCMH(%)	36.6	33.6	34.6
<input type="checkbox"/> PLAQUETTES(*1000)	240	220	231
<input type="checkbox"/> LYMPHOCYTES/mm3	2540	2510	2523
<input type="checkbox"/> CALCIUM			88
<input type="checkbox"/> MON			85
<input type="checkbox"/> HEM			666
<input type="checkbox"/> HEM			44.2
<input type="checkbox"/> P.NEUTROPHI			7335

Aller vers les
fiches résultats

Choisir les analyses
pour les graphiques

Forme Graphique

Les analyses sélectionnées sont présentées sous forme graphique permettant de visualiser les évolutions des courbes dans le temps, avec les normales minimales et maximales



Personnalisation

La présentation sous forme de fiche résultat est totalement paramétrable tant sur la forme (couleurs, taille, disposition, etc.) que sur le contenu présenté (informations présentées, formats d'affichage, etc.).

Nous pouvons nous adapter à votre serveur d'identité pour l'identification des patients.

Déploiement / Sécurité

Notre solution évite de déployer l'application sur les ordinateurs des étages, il suffit d'avoir un navigateur web.

Une gestion de la sécurité assure l'accès aux résultats aux personnes habilitées.

Mise en place

Viking Labo s'installe sur toute plateforme compatible Java. Viking Labo doit pouvoir accéder aux données de vos applications.